












Integral Process commercialise et conçoit depuis plusieurs années, une gamme complète d'électrodes répondant à l'ensemble des besoins d'un établissement de santé. Nous proposons des électrodes du prématuré à l'adulte.

Type d'Electrodes	Références	Type de gel	Type de support	Connexion	Dimensions (mm)	Anesthésie	Urgences	Soins intensifs	IRM/Coronarographie / Rythmologie	Holter	Epreuve d'effort	Diagnostic	Adulte	Enfant	Néonate	conditionnement Pièces / Sachet / Carton
	4009	Solide	Mousse	Pression	Ø 50 mm	●	●	●					●			50/400
	4036	Solide	Mousse	Pression	36 x 50 mm	●	●	●					●			50/500
	4066	Solide	Mousse	Pression	32 X 32 mm	●	●	●					●			50/500
	4010	Solide	mousse	Radio-Transparent e à pression	Ø 50 mm	●	●	●	●				●			50/400
	1019	Liquide	Mousse	Pression	Ø 50 mm	●	●	●		●			●			50/500
	1039	Liquide	Micropore	Pression	Ø 50 mm	●	●	●		●			●			50/400
	1083	Liquide	Mousse	pontet en carbone	45 x 28							●	●	●		50/400
	1066	Liquide	Micropore	Pression	32 X 32 mm	●	●	●				●	●	●		50/500
	PT2334	Solide	Polyester	Languette	33 x 22							●	●	●		100/500
	40556IP	Solide	Micropore	Fiche femelle Ø 4 mm	25 x 22 / longueur fil : 60cm / Cable RT	●	●	●	●					●	●	3/150
	40554IP	Solide	Micropore	Fiche Sécurité	25 x 22 / longueur fil : 60cm / Cable RT	●	●	●	●					●	●	3/150