




PLAQUES DE DEFIBRILLATION mains libres précâblées

MARQUE DEFIBRILLATEUR	Type appareil		ADULTE	ENFANT*	ADULTE radiotranspar ent	ADULTE (prise extérieure)	PHOTO CONNECTEUR
	Adulte Jeu de 2 plaques Bte de 10 jeux	Enfant Jeu de 2 plaques Bte de 5 jeux					
CARDIOLINE	ELIFE 700		F7952	F7952P	F7752	F7952W	
CORPULS	CORPULS 3		F7965	F7965P			
DRÄGER	CARDIOLOGIC 2000		F7955	F7955P	F7755	F7955W	
DEFIBTECH						F7966W	
ESAOTE	MDF SAED MDF II		F7954	F7954P			
ESAOTE	MDF		F7962	F7962P			
GE	CARDIOSERV - Série RESPONDER		F7981	F7981P			
INNOMED	CARDIOAID 200B - 200 - 100 - XL+ et XL		F7955	F7955P	F7755	F7955W	
LAERDAL MEDICAL	HEARTSTART 4000		F7953	F7953P	F7753		
MARQUETTE GE	1250 & 1500 FIRST RESPONDER RESPONDER 2000 et 3000		F7962	F7962P			
MEDTRONIC- PHYSIOCONTROL	LIFEPAK 9 connecteur Quick-Combo LIFEPAK 10-12-20-500-1000		F7952	F7952P	F7752	F7952W	
NIHON KOHDEN	TEC - 7621G-7631G-7721-7731-7700- 5521-5531-2202-2203-7531-8251 avec câble JC-755V		F7955	F7955P	F7755	F7955W	
NIHON KOHDEN	TEC - 2200-2300-7600-7700 séries avec câble JC-765V TEC 5521-5531-7531-7621-7631-7721- 7731		F7961	F7961P		F7961W	
OSATU BEXEN	REANIBEX 200 - 700		F7952	F7952P	F7752	F7952W	
PHILIPS MEDICAL	HEARTSTREAM - HEARTSTAR (voir modèles dans le catalogue)		F7950	F7950P	F7750	F7950W	
PHILIPS MEDICAL	CODEMASTER 100 - XE - XL - XL+ HEARTSTREM XL-XLT avec câble M3507A		F7953	F7953P	F7753		
SCHILLER	FRED / DEFIGARD		F7954	F7954P		F7954W	
SCHILLER	FRED EASY DEFIGARD DG 4000-5000-6002		F7956	F7956P		F7956W	
WELCH ALLYN	AED-10 (enfant seulement avec adaptateur WA 002173-U) AED-20 (enfant seulement avec adaptateur WA 002174-U) PIC-30 - PIC-40 - PIC-50		F7955	F7955P	F7755	F7955W	
ZOLL MEDICAL	ZOLL PD 1200-1400-1600-1700-2000 ZOLL M SERIES & E SERIES		F7951	F7951P	F7751	F7951W	

ENFANT* ant non équipée de réducteur d'intensité. A n'utiliser qu'avec des défibrillateurs conventionnels. NE PAS UTILISER AVEC