


Integral Process propose des plaques electrochirurgicales à usage unique depuis plusieurs années, cette gamme complète répond à l'ensemble des besoins des établissements de santé. L'ensemble des plaques sont compatibles avec tous les générateurs du marché.


PLAQUES ELECTROCHIRURGICALES A USAGE UNIQUE – 2 ZONES

PLAQUE ELECTROCHIRURGICALE UNIVERSELLE – TWIN SAFE®	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conception brevetée assurant une parfaite répartition de l'impédance ✓ Utilisable dans n'importe quelle position sans élévation de température ✓ Sécurité totale du patient contre tout risque de brûlure ✓ Surface conductrice : 110 cm² ✓ Surface totale : 170 cm² ✓ Impédance @ 600 KHz – 1.5 ✓ <i>Etiquette de traçabilité adhésive détachable sur chaque sachet, pour le dossier patient</i> 	
<p>► Pour connecter nos plaques aux différents générateurs, consultez ce catalogue page 27</p>	
Conditionnement :	1280-2
<input type="checkbox"/> 2 plaques sous sachet <input type="checkbox"/> 50 plaques par boîte <input type="checkbox"/> 600 plaques par carton	



PLAQUES ELECTROCHIRURGICALES A USAGE UNIQUE 2 ZONES - NOURRISSONS

PLAQUE ELECTROCHIRURGICALE – 2 ZONES	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gel adhésif conducteur hypoallergénique. ✓ Adhésif mousse cellulaire sans latex ép. 1,3 mm ✓ Connexion à languette standard 21 mm ✓ Surface conductrice : 32 cm² ✓ Surface totale : 66 cm² ✓ <i>Etiquette de traçabilité adhésive détachable sur chaque sachet, pour le dossier patient</i> 	
<p>► Pour connecter nos plaques aux différents générateurs, consultez ce catalogue page 27</p>	
Conditionnement :	1283-N
<input type="checkbox"/> Sachet individuel <input type="checkbox"/> 25 plaques par boîte <input type="checkbox"/> 600 plaques par carton	
Conditionnement :	1283-2N
<input type="checkbox"/> 2 plaques sous sachet <input type="checkbox"/> 25 plaques par boîte <input type="checkbox"/> 600 plaques par carton	



PLAQUES ELECTROCHIRURGICALES A USAGE UNIQUE 2 ZONES – ADULTE/ENFANT

PLAQUE ELECTROCHIRURGICALE ADULTE / ENFANT – 2 ZONES	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hydrogel. ✓ Adhésif mousse cellulaire sans latex ✓ Surface conductrice : 107 cm² ✓ Surface totale : 165 cm² ✓ Dimensions : 164 x 117 mm 	
Conditionnement :	F7320
<input type="checkbox"/> 1 plaque double zone sous sachet individuel <input type="checkbox"/> 100 plaques par boîte	

