

TUB-ENDOPUMP®, est une tubulure à usage 24H qui relie d'un côté n'importe quelle bouteille d'eau stérile sur le marché, le passage par la pompe de lavage et à l'autre extrémité l'endoscope avec son connecteur direct muni de sa valve anti-retour.



## Pourquoi choisir TUB-ENDOPUMP® ? :

TUB-ENDOPUMP® a été conçu pour faciliter le quotidien en salle d'endoscopie :

- Validé pour une utilisation de 24 heures
- Valve anti-retour pour une utilisation en toute sécurité
- Suppression du nettoyage et de la stérilisation en fin de vacation
- Un produit propre chaque jour pour une diminution des risques d'infections croisées
- Une solution pour toutes les bouteilles d'eau stérile du marché
- Une gamme complète répondant à toutes les situations du marché
- Simplicité dans la mise en place
- Le meilleur rapport qualité prix sur le marché

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	CDT
PLO 000 100	Tubulure compatible pompe de lavage EMED,... et endoscope Olympus®	20
PLP PLF 200	Tubulure compatible pompe de lavage EMED,... et endoscope Fujinon® et Pentax®	20
PLO 000 300	Tubulure compatible pompe de lavage OFP Olympus® et endoscope Olympus®	20

Produit de classe 2A